

バイタル値異常

危険個所への立入・徘徊

# 在宅の見守りに最適！

緊急事態を把握し、事故を未然に防ぐ



## リンケアBOX



クラウドサーバ

緊急情報を  
ご家族や関係者に  
**メール通知**  
バイタルデータは  
**アプリで確認**



### リストバンド

バイタル測定  
(脈拍・血圧・SpO2・表面温度)



Bluetooth

### リンケアBOX

リストバンドからの  
バイタル測定値と  
受信位置をサーバーに送信



浴室

緊急ボタン

リビング

リンケア  
BOX

ベランダ

リンケア  
BOX

玄関

リンケア  
BOX

### 離れて暮らす親御様の見守りに

リンケアBOXは工事不要で簡単設置。  
ご家庭でも手軽に見守りシステムを導入  
できます。

### 介護施設にも

施設に合わせてオーダーメイドの見守り  
システムが実現できます。オプションで  
コールボタン・温湿度センサー・  
人感センサー等も取り揃えています。

※バイタル測定値の確認は、バイタルDX社のVDHヘルスケアとの連携が必要です。

**特徴 1** バイタル異常・危険個所への立ち入りをメールで通知

**特徴 2** リストバンドで定期的にバイタル値を測定（脈拍・血圧・SpO2・表面温度）

**特徴 3** インターネット環境があれば、置くだけの簡単設置  
センサーなどカスタマイズも自由自在

## 基本セット

### リストバンド



バイタル値を測定し  
リンケアBOXへ送信  
します。

### リンケアBOX



リストバンドのバイタル値  
を受信し、位置情報と共に  
クラウドへ送信します。

## オプション

### コールボタン



コールボタンを押すと、  
ご家族にメールで通知し  
ます。

### 温湿度センサー



温度・湿度を計測し、熱  
中症の危険からまもりま  
す。

### 開け閉めセンサー



窓や扉の開閉を検知し、  
開けっ放しの防止になり  
ます。

### 人感センサー



玄関や勝手口に設置する  
ことで、防犯に役立ちま  
す。

## 事前にご準備 いただくもの



インターネット (wifi)  
もしくは  
SIM (データ通信)



メールアドレス

## リンケアBOX 導入の流れ



### お申込み・ 状況のお伺い

メール・電話等でお問合  
せください。担当者より  
ご連絡させていただきます。



### お見積り

お伺いした内容を元にご  
提案・お見積りを提示い  
たします。



### 導入・設定

同意いただき、ご契約後  
に納品・設定をいたしま  
す。



### フォローアップ

ご不明点がございましたら  
サポートまでお問い合わせ  
ください。

株式会社 システム ツー・ワン

### お問い合わせ先

**SYSTEM 21 株式会社 システム ツー・ワン**

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-20-15 高田馬場アクセス8階  
Tel.03-5291-1621 Fax.03-5291-1623 URL.https://www.sys21.co.jp

Instagram始めました!

介護×IoTに関するい  
ろいろな情報と、運  
営しているデイサー  
ビスの毎日をお届け  
しています!

